

NRFit®

CONNEXIONS SÉCURISÉES POUR L'ANESTHÉSIE LOCO-RÉGIONALE



NRFit®: DE QUOI S'AGIT-IL?

NRFit® est le nom donné aux nouveaux connecteurs de dispositifs médicaux en anesthésie neuraxiale et loco-régionale. Ces nouveaux connecteurs sécurisés respectent la norme ISO 80369-6. Afin d'éviter des connexions inappropriées (entraînant ensuite une administration incorrecte), tous les produits pour l'anesthésie neuraxiale et loco-régionale seront pourvus d'une connexion NRFit®.



SPÉCIFICATIONS ET AVANTAGES

- Un connecteur spécifique pour éviter une connexion inadéquate
- Le diamètre du nouveau connecteur NRFit® a été réduit de 20%
- Le code couleur associé au NRFit® (jaune) garantit une identification rapide

SERVICE

- Pour une préparation optimale, nous créons un plan de conversion, fait sur mesure
- Afin de vous soutenir pendant une conversion, nous vous proposons un accompagnement personnalisé avec une équipe B. Braun NRFit®
- Après la conversion, l'équipe NRFit® reste toujours à votre disposition

EN SAVOIR PLUS À PROPOS DU NRFit®?

Envoyez un email à communication.be@bbraun.com, nous prendrons contact avec vous dès que possible!