

MELISEPTOL®

GEBRUIKSKLAAR ALCOHOLISCH ONTSMETTINGSMIDDEL VOOR OPPERVLAKKEN

MELISEPTOL® RAPID SPRAY

Alcoholische oplossing

Kenmerken

- Spray flacon
- Voor oppervlakken van medische hulpmiddelen en andere oppervlakken bestand tegen alcohol.
- Snel werkend (1 min) met breed spectrum

Beschrijving	Minimale besteleenheid	Referentie	Code-CNK
Meliseptol® Rapid Spray 750ml	1	19912	2537-645



Meliseptol® Rapid Spray

Micro-organism	Test Norms	Exposure Time
Surface disinfection Bacteria, yeasts (C. albicans) and enveloped viruses (incl. HBV, HCV, HIV, Vaccinia virus, BVDV)	DGHM / VAH 09 / 2001 (corr. EN 13727, EN 13624, EN 13697), EN 1040, EN 1275, EN 1276, D V V / RKI*	1 min.
Mycobacteria (TbB)	DGHM 09/2001 (corr. EN 14348)	30 sec.
Fungi (A. brasiliensis)	EN 13624	15 min.
Non-enveloped viruses	D V V / RKI* carrier test	10 min.
Avian Influenza A	D V V / RKI*	15 sec.
HBV (DHBV)	D V V / RKI*	15 sec.
Rotavirus	D V V / RKI*	1 min.
Adenovirus	D V V / RKI*	1 min.
Polyomavirus	D V V / RKI*	5 min.
Poliovirus	Surface carrier test	10 min.
Norovirus (FCV)	D V V / RKI*	2 min.
Norovirus (MNV)	EN 14476	1 min.

* acc. recommendation of RKI, Bundesgesundheitsbl. 01-2004, DW / RKI suspension test. Expert reports are available on your request.