

Veilige verbindingen voor regionale anesthesie

Wat is NRFit®?

NRFit® is de naam van een nieuwe medical device connectie voor neuraxiale en regionale anesthesie. Het is een nieuwe en veilige connectie die voldoet aan de ISO-standaard 80369-6. Om een verkeerde aansluiting (met foutieve toediening tot gevolg) te voorkomen, zullen producten voor neuraxiale en regionale anesthesie worden voorzien van NRFit®.



Specificaties en voordelen

- Een specifieke connectie om een foute verbinding te voorkomen.
- De nieuwe NRFit®-connectie is 20% smaller in diameter.
- De gele kleurcodering van NRFit® zorgt voor een snelle identificatie.

Service

- Voor een optimale voorbereiding werken we met een op maat gemaakt conversieplan.
- Om je te ondersteunen tijdens een conversie bieden we persoonlijke begeleiding door een B. Braun collega.
- Ook na de conversie staat ons NRFit®-team voor je klaar.

NRFit®

Luer



Ontdek ons volledig
NRFit®-portfolio



Milieuvriendelijk drukwerk