

Softalind® ViscoRub

Hydroalcoholische gel voor de
gevoelige huid

 Handhygiëne



Softalind® ViscoRub

Hydroalcoholische gel voor de gevoelige huid

Eigenschappen

- Softalind® ViscoRub is een gebruiksklare hydroalcoholische gel voor hygiënische en chirurgische ontsmetting van de handen.
- Werkzame stoffen: ethanol(45 %) en propanol (18 %).
- Bevat geselecteerde hydraterende stoffen.
- Zonder parfum en kleurstoffen.

Inwerktijd

- Hygiënische handontsmetting: 30 sec
- Chirurgische handontsmetting: 90 sec

Effectief tegen (in vitro tests):

- bacteriën (waaronder TbB, MRSA),
- gist,
- geënclopedeerde virussen (waaronder HBV, HCV, HIV),
- rotavirus, Adenovirus, Norovirus¹ en Poliovirus.

Softalind® ViscoRub	Artikelnummer	Minimale besteleenheid
100 ml zakflacon	19922	20 stuks/doos
500 ml fles met pomp	180314	20 stuks/doos
1000 ml fles met pomp	180316	10 stuks/doos
500 ml fles Fold	180315	20 stuks/doos
1000 ml fles Fold	180317	10 stuks/doos



Softalind® ViscoRub – ingredients

100 ml solution contains active ingredients: 45 g ethanol (100%), 18 g 1-propanol (Ph. Eur.); Other excipients: Purified water, 2-butanol, glycerin, isopropyl myristate, (cetearyl ethylhexanoate), Tetrahydroxypropyl ethylenediamine, acrylates/C10-30 alkyl acrylate crosspolymer, octyldodecanol, bisabolol.

Bacteriën/schimmels	Methode	Inwerktijd
Hygiënische handontsmetting	EN 1500	30 seconden
Chirurgische handontsmetting	EN 12791	90 seconden
Bactericide	EN 13727	15 seconden
Levuricide (C.albicans)	EN 13624	15 seconden
Tuberculocide (M.terrea)	EN 14348	15 seconden

Geënclopedeerde virussen	Methode	Inwerktijd
EN (Vacciniavirus)	EN 14476	30 seconden
DVV/RKI (BVDV)	DVV ² /RKI ³	15 seconden
DVV/RKI (Vacciniavirus)	DVV ² /RKI ³	15 seconden

Niet geënclopedeerde virussen	Methode	Inwerktijd
Adenovirus	EN 14476	60 seconden
Norovirus (murine)	EN 14476	15 seconden
Poliovirus	EN 14476	60 seconden
Rotavirus	EDVV ² /RKI ³	15 seconden

1) MNV model virus, 2) DVV Viral Diseases Et 3) RKI Robert Koch Institute for testing chemical disinfectants.

B. Braun Medical N.V. | +32 (0)2 725 96 05 | customercare.be@bbraun.com | www.bbraun.be

De informatie in deze communicatie is strikt vertrouwelijk, kan bedrijfsinformatie omvatten en is alleen bedoeld voor gebruik door de geadresseerde. Het is eigendom van de afzender van deze informatie. Ongeoorloofd gebruik, openbaarmaking of kopiëren van deze communicatie of een deel daarvan is ten strengste verboden en kan onwettig zijn.